

Aurum2

mit Manuka-Honig



Die neue
Produktreihe
Aurum[®] 2



Innovators in **Stomacare**

Aurum²



mit Manuka-Honig

Die neue Reihe zweiteiliger Kolostomie-, Ileostomie- und Urostomiebeutel, sowie Basisplatten. Aurum² bietet neue und verbesserte Merkmale, die Stomaträgern in aller Welt eine höhere Lebensqualität eröffnen.

Eine ihrer wesentlichen Neuerungen ist der Zusatz von medizinischem Manuka-Honig in der hautfreundlichen hydrokolloiden Haftsubstanz Hyperflex[®], der die Hautgesundheit im Bereich des Stomas fördert.

Die Vorteile auf einen Blick...

Verlässlichkeit

Höhere Sicherheit

Ein innovatives System gewährleistet doppelte Sicherheit durch Einrasten in den Rastring und gleichzeitiges Festkleben des Beutels auf der Basisplatte.

Geringere Auslaufgefahr

Der Ileostomiefilter Dual-Carb^{®i} besitzt eine neuartige Kohlenstoffstruktur und PTFE-Membran, die Flüssigkeiten und ölige Substanzen zurückhält.

Komfort

Hautschutz

Die bewährte hydrokolloide Haftsubstanz Hydroflex[®] von Welland Medical mit Manuka-Honig ist selbst zu empfindlichster Haut besonders sanft. Natürliche Inhaltsstoffe helfen, Hautreizungen vorzubeugen.

Geringeres Aufblähen

Der neue Kolostomiefilter Dual-Carb^{®2} sorgt für verbesserte Geruchsreduzierung und ein geringeres Aufblähen des Beutels.

Anwenderfreundlichkeit

Sanftes Ablösen

Eine Griffflasche am Beutel erleichtert das Ablösen von der Basisplatte.

Der easy2peel[™]-Streifen ermöglicht zudem ein sanftes Ablösen der Basisplatte und beugt so Hautverletzungen vor.

Warum Manuka-Honig?

Manuka-Honig ist ein reines Naturprodukt, das ausschliesslich aus dem Blütennektar der Neuseelandmyrte (Manuka) gewonnen wird. Empirische Forschungen belegen die bakterienabtötende, entzündungshemmende und die Zellwachstum fördernde Wirkung des aktiven Manuka-Honigs, welche die Wundheilung begünstigt.




Kolostomie

Die geschlossenen Beutel der neuen Aurum®2-Reihe sind dank geteilter Rückseite besonders einfach zu positionieren und mit dem neuen Dual-Carb®2-Filter speziell auf die Bedürfnisse von Kolostomaträgern abgestimmt.



Aurum®2-Kolostomiebeutel: Die wichtigsten Vorteile

- Hautfreundliche hydrokolloide Haftsubstanz Hyperflex® mit Manuka-Honig
- Verbesserte Geruchsreduzierung und geringeres Aufblähen des Beutels durch den neuen Dual-Carb®2-Filter
- Verschiedene Rastring- und Beutelgrößen, sowie plane und konvexe Basisplatten passend für den individuellen Bedarf
- Weniger Hautverletzungen dank minimalem Anpressdruck zur sicheren Fixierung des Beutels an der Basisplatte
- Perfekte Verlässlichkeit durch doppeltes Sicherheitssystem, bei dem der Beutel in den Rastring eingerastet und zusätzlich an die Basisplatte geklebt wird
- Erleichtertes Positionieren des Beutels und Sichtkontrolle durch die geteilte Rückseite
- Weniger Hautverletzungen dank easy2peel™-Streifen, der ein sanftes Ablösen der Basisplatte ermöglicht
- Schneller und einfacher Beutelwechsel dank gut zu fassender Griffflasche
- Herausragender Komfort selbst bei langen Tragezeiten dank extraweichem, schnelltrocknendem und wasserabweisendem Material
- Weniger Hautreizungen und Auslaufgefahr durch Schnittschablone, die ein passgenaues Zuschneiden auf die jeweilige Stomaform und -größe gestattet






NEU

Dual-Carb® i-Filter

Was macht ihn so besonders?

Der neue Dual-Carb® 2-Filter besitzt eine verbesserte Kohlenstoffformulierung, die Gerüche noch besser bindet und gleichzeitig dank optimierter Durchlässigkeit für ein geringeres Aufblähen des Beutels sorgt.




Aurum2 
mit Manuka-Honig

Ileostomie

Die Ausstreifbeutel der neuen Aurum® 2-Reihe sind dank geteilter Rückseite besonders einfach zu positionieren und mit dem neuen Dual-Carb® i-Filter speziell auf die Bedürfnisse von Ileostomaträgern abgestimmt.

Aurum® 2-Ileostomiebeutel: Die wichtigsten Vorteile


- Hautfreundliche hydrokolloide Haftsubstanz Hyperflex® mit Manuka-Honig
- Geringere Auslaufgefahr dank Dual-Carb® i-Ileostomiefilter, der Flüssigkeiten und ölige Substanzen zurückhält
- Verschiedene Rastring- und Beutelgrößen, sowie plane und konvexe Basisplatten passend für den individuellen Bedarf
- Weniger Hautverletzungen dank minimalem Anpressdruck zur sicheren Fixierung des Beutels an der Basisplatte
- Perfekte Verlässlichkeit durch doppeltes Sicherheitssystem, bei dem der Beutel in den Rastring eingerastet und zusätzlich an die Basisplatte geklebt wird
- Weniger Hautverletzungen dank easy2peel™-Streifen, der ein sanftes Ablösen der Basisplatte ermöglicht
- Einfacheres Entleeren und Reinigen durch das innovative, integrierte Verschlusssystem von Welland Medical
- Herausragender Komfort selbst bei langen Tragezeiten dank extraweichem, schnelltrocknendem und wasserabweisendem Material
- Erleichtertes Positionieren des Beutels und Sichtkontrolle durch die geteilte Rückseite
- Schneller und einfacher Beutelwechsel dank gut zu fassender Griffflasche
- Weniger Hautreizungen und Auslaufgefahr durch Schnittschablone, die ein passgenaues Zuschneiden auf die jeweilige Stomaform und -größe gestattet



NEU Dual-Carb® i-Filter

Was macht ihn so besonders?

Der Dual-Carb® i-Ileostomiefilter besitzt eine neuartige Kohlenstoffstruktur mit vergrößerter Kohlenstoffoberfläche, die Sauerstoff ungehindert passieren lässt und Gerüche zuverlässig bindet. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die PTFE-Membran des Filters, die Flüssigkeiten und ölige Substanzen zurückhält und so die Auslaufgefahr minimiert.



Urostomie

Die Urostomiebeutel der Aurum®2-Reihe bieten Ihnen perfekte Tragesicherheit in jeder Situation.

Neue und verbesserte Merkmale wie die hautfreundliche hydrokolloide Haftsubstanz Hyperflex® mit Manuka-Honig und eine neue konvexe Basisplatte sind ideal für alle Urostomaträger mit schlecht liegendem, eingesunkenem oder eingezogenem Stoma.

Aurum®2-Urostomiebeutel: Die wichtigsten Vorteile

- Hautfreundliche hydrokolloide Haftsubstanz Hyperflex® mit Manuka-Honig
- Verschiedene Rastring- und Beutelgrößen, sowie plane und jetzt neu auch konvexe Basisplatten passend für den individuellen Bedarf
- Flacheres Beutelprofil durch verbesserte Form der Tasche, in die der Ablauf hochgeklappt werden kann
- Weniger Hautverletzungen dank minimalem Anpressdruck zur sicheren Fixierung des Beutels an der Basisplatte
- Perfekte Verlässlichkeit durch doppeltes Sicherheitssystem, bei dem der Beutel in den Rastring eingerastet und zusätzlich an die Basisplatte geklebt wird
- Reduziertes Infektionsrisiko durch Urin-Rücklaufsperrung
- Erleichtertes Positionieren des Beutels und Sichtkontrolle durch die geteilte Rückseite
- Weniger Hautverletzungen dank easy2peel™-Streifen, der ein sanftes Ablösen der Basisplatte ermöglicht
- Schneller und einfacher Beutelwechsel dank gut zu fassender Griffflasche
- Herausragender Komfort selbst bei langen Tragezeiten dank extraweichem, schnelltrocknendem und wasserabweisendem Material
- Verbesserter Komfort durch extraweichen, flexiblen Ablauf



NEU
Konvexe
Basisplatte
für zweiteilige
Urostomiebeutel



Artikelübersicht

Aurum® 2 Zweiteilige Kolostomiebeutel

Art-Nr.	VE	Beutel-grösse	Rastring	Farbe
XMH2C445	30	Mini	45 mm	Hautfarben
XMH2C545	30	Midi	45 mm	Hautfarben
XMH2C145	30	Maxi	45 mm	Hautfarben
XMH2C455	30	Mini	55 mm	Hautfarben
XMH2C555	30	Midi	55 mm	Hautfarben
XMH2C155	30	Maxi	55 mm	Hautfarben
XMH2C570	10	Midi	70 mm	Hautfarben
XMH2C170	10	Maxi	70 mm	Hautfarben



Aurum® 2 Zweiteilige Ileostomiebeutel

Art-Nr.	VE	Beutel-grösse	Rastring	Farbe
XMH2D445	30	Mini	45 mm	Hautfarben
XMH2D545	30	Midi	45 mm	Hautfarben
XMH2D145	30	Maxi	45 mm	Hautfarben
XMH2D455	30	Mini	55 mm	Hautfarben
XMH2D555	30	Midi	55 mm	Hautfarben
XMH2D155	30	Maxi	55 mm	Hautfarben
XMH2D570	10	Midi	70 mm	Hautfarben
XMH2D170	10	Maxi	70 mm	Hautfarben



Aurum® 2 Zweiteilige Urostomiebeutel

Art-Nr.	VE	Beutel-grösse	Rastring	Farbe
XMH2U545	10	Midi	45 mm	Hautfarben
XMH2U145	10	Maxi	45 mm	Hautfarben
XMH2U555	10	Midi	55 mm	Hautfarben
XMH2U155	10	Maxi	55 mm	Hautfarben



Aurum[®] 2 Basisplatten, plan, für zweiteilige Beutel

Art-Nr.	VE	Rastring	Lochgrösse
XMH2F413	5	45 mm	13–40 mm
XMH2F419	5	45 mm	19 mm
XMH2F422	5	45 mm	22 mm
XMH2F425	5	45 mm	25 mm
XMH2F429	5	45 mm	29 mm
XMH2F432	5	45 mm	32 mm
XMH2F435	5	45 mm	35 mm
XMH2F438	5	45 mm	38 mm
XMH2F513	5	55 mm	13–50 mm
XMH2F538	5	55 mm	38 mm
XMH2F544	5	55 mm	44 mm
XMH2F713	5	70 mm	13–65 mm

Aurum[®] 2 Basisplatten, konvex, für zweiteilige Beutel

Art-Nr.	VE	Rastring	Lochgrösse
XMH2NF413	5	45 mm	13–25 mm
XMH2NF419	5	45 mm	19 mm
XMH2NF422	5	45 mm	22 mm
XMH2NF513	5	55 mm	13–35 mm
XMH2NF525	5	55 mm	25 mm
XMH2NF529	5	55 mm	29 mm
XMH2NF532	5	55 mm	32 mm
XMH2NF535	5	55 mm	35 mm
XMH2NF713	5	70 mm	13–48 mm



Aurum[®] 2 Basisplatten, plan, für zweiteilige Urostomiebeutel

Art-Nr.	VE	Rastring	Lochgrösse
XMH2UF413	5	45 mm	13–40 mm
XMH2UF419	5	45 mm	19 mm
XMH2UF422	5	45 mm	22 mm
XMH2UF425	5	45 mm	25 mm
XMH2UF429	5	45 mm	29 mm
XMH2UF432	5	45 mm	32 mm
XMH2UF435	5	45 mm	35 mm
XMH2UF438	5	45 mm	38 mm
XMH2UF513	5	55 mm	13–50 mm

Aurum[®] 2 Basisplatten, konvex, für zweiteilige Urostomiebeutel

Art-Nr.	VE	Rastring	Lochgrösse
XMH2NUF413	5	45 mm	13–25 mm
XMH2NUF419	5	45 mm	19 mm
XMH2NUF422	5	45 mm	22 mm
XMH2NUF513	5	55 mm	13–35 mm
XMH2NUF525	5	55 mm	25 mm
XMH2NUF529	5	55 mm	29 mm
XMH2NUF532	5	55 mm	32 mm
XMH2NUF535	5	55 mm	35 mm

Aurum2

mit Manuka-Honig



Welland Medical Ltd., Hydehurst Lane, Crawley, West Sussex RH10 9AS, Grossbritannien

Tel.: +44 (0) 1293 615455 Fax: +44 (0) 1293 615411 E-Mail: info@wellandmedical.com (Ein Unternehmen der CliniMed® Gruppe)

Alle Produkte, die das Registrierungszeichen™ tragen, Welland® und das Welland-Logo™ sind Marken der CliniMed (Holdings) Limited.

www.wellandmedical.com

