

HydroFrame[®], HydroFrame[®] Mini & Hyperseal[®] Washers

Jetzt erhältlich mit
Manuka Honig




Innovators in **Stomacare**

Manuka Honig

Die wichtigste neue Eigenschaft – die Integration von medizinischem Manuka Honig in das Hydrokolloid – hat Welland nun erweitert. Neu ist Manuka Honig auch in den HydroFrame®, HydroFrame® mini und den HyperSeal® Washers erhältlich.

Die Einbeziehung von Manuka Honig kann dazu beitragen, eine gesunde Haut rund um das Stoma zu fördern.



Manuka Honig ist rein und natürlich und wird nur aus dem Nektar der Manuka Blume in Neuseeland hergestellt.

Im Laufe der Zeit ist der Honig für seine vielen therapeutischen Eigenschaften bekannt geworden. Es ist eines der ältesten bekannten Heilmittel, das seit Jahrtausenden verwendet wird. Historische Forschungen haben gezeigt, dass diese Art von aktivem Manuka Honig Eigenschaften hat, die Bakterien abtöten, Entzündungen hemmen und das Wachstum der Zellen anregen, die den Heilungsprozess unterstützen können.

HydroFrame®

Hautschutzerweiterung

Für zusätzliche Sicherheit

HydroFrame und HydroFrame mini wurden aus dem hautfreundlichen Hyperflex® Hydrokolloid von Welland hergestellt und können problemlos für eine Vielzahl von Anwendungen im Rahmen einer Stomapflege und in anderen Bereichen eingesetzt werden:

Stoma	HydroFrame®	HydroFrame® mini
Grosse parastomale Hernie	✓	✗
Kleine parastomale Hernie	✗	✓
Vorübergehendes Stoma	✓	✗
Zusätzliche Haftung erwünscht	✓	✓
Hautfalten / Narben	✓	✓
Zusätzlicher Schutz	✓	✓
Kleinere Flächen	✗	✓
Schutz hinter den Stomagürtel Schlaufen	✗	✓
Schützt wund/empfindliche Haut vor Leckagen	✓	✓
Pädiatrie	✗	✓

Fisteln (je nach Grössen)	✓	✓
Drainage	✗	✓

Welland Medical

der Erfinder der
Hautschutz-
erweiterungen

Für Stomaträger,
die zusätzliche
Unterstützung und
Sicherheit für Ihren
Stomabeutel wünschen, sind
die Hautschutzerweiterungen
der HydroFrame®
Produktreihe die
ideale Lösung



“

Ich kann die Hautschutzerweiterungen
nicht genug loben, sie sind wirklich
hervorragend. Seitdem ich sie
verwende, hat die Haut um das Stoma
herum begonnen zu heilen. ”



Hauptmerkmale

Zusätzlicher Komfort und Sicherheit

- Wellands Hyperflex® Hydokollid ist auch für empfindliche Haut geeignet
- Die dünnen flexiblen Hautschutzerweiterungen aus 100%igem Hydrokolloid eignen sich für jede Art von Stomabeutel oder weitere Stomaprodukte
- Diese zusätzliche Haftung sorgt für mehr Sicherheit auch bei längerer Tragezeit
- HydroFrame® und HydroFrame® mini sind ebenfalls mit medizinischem Manuka Honig erhältlich, welcher die gesunde Haut rund ums Stoma fördern kann

Einfach anzuwenden

- Die einzigartige halbkreisförmige Form ermöglicht eine einfache Anwendung und passt sich exakt der Außenform der Platte an.
- Einfache Anwendung, auch für Menschen mit eingeschränkter Fingerfertigkeit



Für Stomaträger,
die aufgrund
unebener Hautoberflächen
zusätzliche Sicherheit vor
Leckagen benötigen, bieten
die Hyperseal® Washers
von Welland Medical
die ideale Lösung

“

Komplett formbar um selbst
die hartnäckigsten Leckagen
zu beheben

”

HyperSeal® Washers



Passt sich an Ihre Körperkonturen an

HyperSeal® Washers sind ideal für peristomale Bereiche mit Hautunebenheiten, Fisteln oder Narbengewebe, um diese auszugleichen und eine ebene Hautoberfläche zu bieten

Die HyperSeal® Washers Ringe bieten zusätzliche Sicherheit für Patienten, die sich Sorgen um Leckagen machen. Jeder Ring besteht aus einer Konsistenz, die es Ihnen ermöglicht, sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu formen und zu dehnen, während sie während der Tragezeit geschmeidig bleibt.

HyperSeal® Washers
mit Manuka Honig



Hauptmerkmale

Hautfreundlicher Hyperflex® Hydrokolloid

- Wellands Hyperflex® Hydrokolloid ist auch für empfindliche Haut geeignet
- Die HyperSeal® Washers Ringe sind auch mit medizinischem Manuka Honig erhältlich, der helfen kann, eine gesunde Haut rund um das Stoma zu fördern.

Flexibel und sicher

- Gleicht unebene Hautoberflächen aus
- Die HyperSeal® Washers Ringe passen sich allen Körperkonturen an und bieten eine hervorragende Sicherheit gegen Leckagen
- Die Ringe sind einfach anzuwenden und können um die Stomastelle herum geformt werden, sie bleiben auch bei längerer Tragezeit dehnbar

Andere Verwendungsmöglichkeiten

- Kompatibel mit allen Stomabeuteln
- Sie können auch in chirurgischen Drainagen, Kathetern und Schläuchen verwendet werden und können



**Welland
Medical**
der Erfinder der
Hautschutz-
erweiterungen



Tu weiterhin die
Dinge, die **du** liebst



Jetzt
erhältlich
mit
**Manuka
Honig**

HydroFrame® Hautschutzerweiterungen

Artikel-Nr.	Pharmacode	Beschreibung	VE in Stk
4WLXWAFH33_10	5549239	HydroFrame®	10
4WLXWAFH33_20	5549245	Hautschutzerweiterungen	20
4WLXWAFM33	5549251	HydroFrame® Mini Hautschutzerweiterungen	30
4WLXMHWAFH33	6286084	HydroFrame® Hautschutzerweiterung mit Manuka Honig	20
4WLXMHWAFM33	6286090	HydroFrame® Mini Hautschutzerweiterung mit Manuka Honig	30

HyperSeal Washers® Hautschutzringe

Artikel-Nr.	Pharmacode	Beschreibung	VE in Stk
4WLHWA300	5545595	Hyperseal Washers® Hautschuttringe ø 50mm, Öffnung 20mm, Dicke 2,5mm	20
4WLHWA400	In der Schweiz nicht erhältlich		
4WLHWA350	5545603	Hyperseal Washers® Hautschuttringe ø 100mm, Öffnung 20mm, Dicke 2,5mm	5
4WLXMHWA300	6286109	Hyperseal Washers® Hautschuttringe ø 50mm, Öffnung 20mm, Dicke 2,5mm	20
4WLXMHWA400	6286121	Hyperseal Washers® Hautschuttringe ø 50mm, Öffnung 20mm, Dicke 4mm	20
4WLXMHWA350	6286115	Hyperseal Washers® Hautschuttringe ø 50mm, Öffnung 20mm, Dicke 2,5mm	5

GRIBI AG BELP

Hühnerhubelstrasse 59
CH-3123 Belp
Tel. +41 31 818 40 80 Fax +41 31 818 40 85
info@gribi.ch

Offizieller
Distributionspartner in
der Schweiz von



Welland Medical Ltd., Hydehurst Lane, Crowley, West Sussex RH10 9AS United Kingdom
Tel: +44 (0) 1293 615455 Fax: +44 (0) 1293 615411 Email: info@wellandmedical.com (A Clinatex® Group Company)
All products marked *, Welland® and the Welland logo® are trade marks of Clinatex® (Holdings) Limited.

www.wellandmedical.com



PRO 7494

Im praktischen Spender

Artikel-Nr.	Pharmacode	Beschreibung	VE in Stk
4WLHWA310	7194094	Hyperseal Washers® Hautschuttringe ø 60mm, Öffnung 30mm, Dicke 2,5mm	30
4WLHWA320	7194102	Hyperseal Washers® Hautschuttringe ø 70mm, Öffnung 40mm, Dicke 2,5mm	30
4WLHWA330	7194088	Hyperseal Washers® Hautschuttringe ø 80mm, Öffnung 50mm, Dicke 2,5mm	30