

Paukenröhrchen



Gebrauchsinformation:

Diese Seiten ersetzen weder die Gebrauchsinformation für die hier beschriebenen Produkte noch geben sie deren kompletten Inhalt wieder. Deshalb lesen Sie bitte, bevor Sie ein Produkt anwenden, den gesamten Inhalt der entsprechenden Gebrauchsinformation.

Aufgrund von Registrierungsprozessen ist das Produkt momentan nicht in allen Ländern verfügbar.

Tübinger Paukenröhrchen



Zum Einsetzen in das Trommelfell zur Drainage und temporären Belüftung der Paukenhöhle. Diese seit Jahren bewährten Metall-Paukenröhrchen bestehen nach wie vor durch ihre Vorzüge:

Vorteile

- Hervorragende Gewebeverträglichkeit
- Erleichterter Sekretabfluss durch glatte Oberfläche
- Antibakterielle Wirkung (bei Goldröhrchen)

Die Paukenröhrchen stehen in den Materialien Gold-Platin, Silber-vergoldet und Titan mit oder ohne Rückholddraht zur Verfügung.

Material:	ID:	AD:	Länge (L):	REF
Gold-Platin	mm	mm	mm	
Größe 1	1,25	2,55	1,60	1015 001
Größe 1 mit Draht	1,25	2,55	1,60	1015 002

Material: Gold-Platin	ID: mm	AD: mm	Länge (L): mm	REF
Größe 2	1,50	2,80	1,60	1015 003
Größe 2 mit Draht	1,50	2,80	1,60	1015 004

Material: Silber-vergoldet	ID: mm	AD: mm	Länge (L): mm	REF
Größe 1	1,25	2,55	1,60	1015 010
Größe 1 mit Draht	1,25	2,55	1,60	1015 011
Größe 2	1,50	2,80	1,60	1015 012
Größe 2 mit Draht	1,50	2,80	1,60	1015 013

Material: Reines Titan (ASTM F67)	ID: mm	AD: mm	Länge (L): mm	REF
Größe 0	1,00	2,00	1,60	1015 036
Größe 1	1,25	2,55	1,60	1015 030
Größe 1 mit Draht	1,25	2,55	1,60	1015 031
Größe 2	1,50	2,80	1,60	1015 032
Größe 2 mit Draht	1,50	2,80	1,60	1015 033

Gebrauchsinformation:

Diese Seiten ersetzen weder die Gebrauchsinformation für die hier beschriebenen Produkte noch geben sie deren kompletten Inhalt wieder. Deshalb lesen Sie bitte, bevor Sie ein Produkt anwenden, den gesamten Inhalt der entsprechenden Gebrauchsinformation.

Aufgrund von Registrierungsprozessen ist das Produkt momentan nicht in allen Ländern verfügbar.

Paukenröhrchen mit Trokar



Das dem Trokar aufsitzende Röhrchen wird ohne vorherige Parazentese durch einfaches Durchstechen des Trommelfells appliziert. Anschließend wird der innen liegende Trokar zurückgezogen. Im Unterschied zum Minimalröhrchen nach Benz ist dieses Paukenröhrchen durch sein größeres Innenlumen auch zur längeren Belüftung und Drainage der Pauke geeignet. Sein wesentlicher Vorteil gegenüber konventionellen Röhrchen ist die einfache und schnelle Handhabung, die dem Operateur auch ein Einsetzen unter örtlicher Betäubung ermöglicht. Direkt nach dem Einsetzen kann Sekret durch das Lumen abgesaugt werden. Das große Innenlumen ermöglicht auch in der Folge einen Sekretabfluss. Die Trokarröhrchen sind mit oder ohne Rückholdraht erhältlich.

Vorteile

- Einfaches Platzieren
- Nahezu atraumatisch
- Gute Belüftungs- und Drainagefunktion
- Keine Parazentese notwendig
- Gute Gewebeverträglichkeit
- Antibakterielle Wirkung (bei Goldröhrchen)

Material:	ID:	AD:	Länge (L):	REF
Reines Titan (ASTM F67)	mm	mm	mm	
Trokar-Paukenröhrchen	1,25	2,80	2,50	1015 075

Material:	ID:	AD:	Länge (L):	REF
Silber-vergoldet	mm	mm	mm	
Trokar-Paukenröhrchen	1,25	2,80	2,50	1015 074

Notwendiges Zubehör:	REF
Trokarhalter	8000 143
Edelstahl, resterilisierbar	

Paukenröhrchen mit Ösen / Langzeit



Um einen sehr langen Verbleib im Trommelfell zu gewährleisten, werden die Tübinger Paukenröhrchen auch mit einer bzw. zwei Ösen angeboten. Die Längsrillen zeigen die Lage der Ösen bei eingesetztem Paukenröhrchen an. Als besonders geeignet erweist sich das Einsetzen eines solchen Röhrchens bei Belüftungsstörungen im Zusammenhang mit Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten-Missbildungen. Der entscheidende Vorteil gegenüber Langzeit-Röhrchen aus Kunststoff ist dabei die geringere Neigung zum Verstopfen, verursacht durch ein sehr weites Lumen, sehr glatte Innenflächen und einen kürzeren Abflussweg für evtl. auftretendes Sekret.

Vorteile

- Langzeitverbleib
- Guter Sekretabfluss durch glatte Oberfläche
- Antibakterielle Wirkung
- Hervorragende Gewebeverträglichkeit

- Durchmesser mit Ösen
- 1 Öse (AD2): 3,80 mm
- 2 Ösen (AD3): 4,80 mm

Material:	ID:	AD:	Länge (L):	REF
Gold-Platin	mm	mm	mm	
Paukenröhrchen (1 Öse)	1,50	2,80	1,60	1015 064
Paukenröhrchen (2 Öse)	1,50	2,80	1,60	1015 065

Minimal Paukenröhrchen



Zum Einsetzen ohne vorherige Parazentese. Es dient vor allem der temporären Paukenbelüftung bei Erwachsenen mit Serotympanon, wenn man den Einsatz unter Lokalanästhesie vornehmen kann. Durch den scharfen Schliff kann das Röhrchen direkt in das Trommelfell gestochen werden und verbleibt dort für einige Tage bis Wochen. Es sollte aktiv entfernt werden, damit es nicht zu Verletzungen der Gehörgangshaut kommt.

Vorteile

- Schneller und unkomplizierter Einsatz
- Keine Parazentese notwendig
- Schmerzloses und unproblematisches Entfernen zum definierten Zeitpunkt
- Antibakterielle Wirkung

Material:	ID:	AD:	Länge (L):	REF
Edelstahl-vergoldet (nicht MR safe)	mm	mm	mm	
Minimal-Paukenröhrchen	0,60	0,90	6,00	1015 072

Paukenröhrchen Diabolo



Das Diabolo-Paukenröhrchen erleichtert durch seinen trichterförmigen Außenflansch beim Einsetzen das Anfassen mit dem Mikrozängchen. Der verkürzte Drainageweg wirkt sich außerdem günstig auf den Sekretabfluss aus. Dieses Paukenröhrchen steht auch in sehr kleinen Dimensionen zur Verfügung, wie sie nicht selten bei der Behandlung von Säuglingen oder sehr engen Gehörgängen benötigt werden. Dank der geringen Wandstärke wird dennoch ein sehr guter Ventilationseffekt erzielt.

Vorteile

- Hervorragende Gewebeverträglichkeit
- Sehr guter Sekretabfluss
- Antibakterielle Wirkung

Material:	REF
Gold-Platin	
Größe 0	1015 051
Größe 1	1015 053
Größe 2	1015 055