

Sorgt für einen sicheren Sitz des Tracheostomietubus.
Die Befestigungslaschen lassen sich schnell und leicht durch den Flansch des Tracheostomietubus einlegen. Das zweiteilige Nackenband enthält ein feuchtigkeitsabweisendes Futter.



H84102401 / Verpackung 10 Stück
Erwachsene, Universalgrösse
Halsumfang bis 50 cm
2,5 cm breit



H84102411 / Verpackung 10 Stück
Kinder, Halsumfang bis 46 cm
2,5 cm breit



H84102421 / Verpackung 10 Stück
Neugeborene, Halsumfang bis 23 cm
2,0 cm breit



H84102441 / Verpackung 10 Stück
Erwachsene, Extragrösse
Halsumfang bis 71 cm
4,0 cm breit