

## avec matériau extensible exclusif

La ceinture abdominale supporte les muscles abdominaux tout en encourageant la mobilité et en favorisant le retour du développement musculaire.

La ceinture est faite entièrement de matériau extensible exclusif, permettant une fermeture au Velcro à n'importe quel endroit pour un ajustement plus précis et plus confortable.

Distribuée de façon homogène, la compression favorise la toux et la respiration profonde.

Les patients peuvent marcher plus confortablement, ce qui réduit la possibilité de complications liées à l'immobilité comme l'atélectasie, la pneumonie ou la phlébite.

## Principales caractéristiques

- **Sans Latex**  
Élimine les soucis liés à l'hypersensibilité au latex du patient ou de son soignant.
- **Nouveau modèle agrafage**  
Agrafage continu pour un meilleur confort du patient
- **Une distribution régulière de la compression**  
Le matériau extensible exclusif distribue la compression de manière régulière autour du corps sans créer ni fronces, ni boudin, ni constriction.
- **Un produit à durée de vie supérieure**  
Le matériau peut s'engager et se désengager un nombre de fois illimité. Il peut pelucher mais cela ne fera que renforcer son maintien.
- **Une fermeture Velcro**  
La ceinture s'ouvre et se ferme rapidement et facilement, permettant de mettre un pansement ou d'inspecter la blessure. La fermeture s'attache à n'importe quel niveau sur sa circonférence pour un ajustement précis
- **Une bandelette EasyGrip**  
Permet de maintenir en place jusqu'à quatre poches de drainage à l'extérieur de la ceinture abdominale.



## Applications

La ceinture abdominale fournit support et confort après des interventions comme:

- une césarienne
- une liposuction
- une abdominoplastie
- une hystérectomie
- une gastroplastie
- un accouchement

## Utilisation de drains

Vous pouvez couper un trou dans la ceinture abdominale pour y positionner des tubes de drainage ou d'alimentation. Placez la ceinture sur le patient de façon à ce qu'une seule épaisseur recouvre le site de drainage. Marquez le tissu d'un X à l'endroit où il faut découper le trou, pliez le tissu et faites une ouverture en ellipse dans le matériau. Lorsque le tissu est tendu, la découpe elliptique deviendra circulaire pour faire passer le drain. Le diamètre du trou sera égal à la longueur de la découpe réalisée.

## Références pour les commandes:

Pour trouver la bonne taille, mesurez le tour de hanches des femmes et le tour de taille des hommes.

H84105251	2 panneaux, 15 cm large, s'étire sur 72 à 127 cm
H84104101	3 panneaux, 23 cm large, s'étire sur 76 à 114 cm
H84104111	3 panneaux, 23 cm large, s'étire sur 117 à 157 cm
H84104181	3 panneaux, 23 cm large, s'étire sur 152 à 191 cm
H84108101	4 panneaux, 30 cm large, s'étire sur 76 à 114 cm
H84108111	4 panneaux, 30 cm large, s'étire sur 117 à 157 cm
H84108181	4 panneaux, 30 cm large, s'étire sur 152 à 191 cm
H84108201	4 panneaux, 30 cm large, s'étire sur 183 à 239 cm
H84109201	5 panneaux, 38 cm large, s'étire sur 183 à 239 cm