

Aurum 
avec **Miel de Manuka**

Présentation des produits
de la gamme **Aurum™**



Innovators in **Stomacare**

Aurum



avec Miel de Manuka


La nouvelle gamme Aurum™ de poches de colostomie, d'iléostomie et d'urostomie une pièce, offre de nouveaux avantages et des améliorations qui permettent d'optimiser la qualité de vie des patients stomisés à travers le monde.

Urostomie Aurum

Colostomie Aurum

Iléostomie Aurum

Capuchon de stomie Aurum



Miel de Manuka



L'une des caractéristiques principales de la gamme Aurum™ est l'introduction de miel de Manuka de qualité médicale dans notre hydrocolloïde Hyperflex® respectueux de la peau. L'introduction de miel de Manuka dans notre hydrocolloïde Hyperflex® peut aider à promouvoir une peau saine autour de la stomie.

Pur et naturel, le miel de Manuka est obtenu à partir du nectar de la fleur de Manuka que l'on retrouve en Nouvelle-Zélande.

Depuis toujours, le miel est reconnu pour ses multiples vertus thérapeutiques. Il est l'un des plus anciens remèdes, utilisé depuis des milliers d'années jusqu'à nos jours. Des recherches à travers l'histoire ont montré que les types de miel tels que celui de Manuka sont dotés de caractéristiques qui éliminent les bactéries, diminuent les inflammations et stimulent la multiplication des cellules susceptibles de favoriser la guérison.



Colostomie

La nouvelle gamme de poches non vidables. Aurum™ se décline en une série de tailles différentes, en modèles mini, midi et maxi.

La gamme de poches non vidables Aurum™ vise à améliorer la qualité de vie des patients stomisés grâce aux caractéristiques suivantes.

L'introduction de miel de Manuka dans l'hydrocolloïde Hyperflex® de Welland vise à créer des conditions optimales pour la peau. Le ruban easy2peel™ permet d'éviter l'apparition de lésions sur la peau en facilitant le retrait de la poche. Le nouveau filtre Dual-Carb®2 possède une formule carbone améliorée pour une meilleure désodorisation et une perméabilité optimale, permettant de réduire le ballonnement.



Colostomie Aurum : Principaux avantages

- Hydrocolloïde Hyperflex® respectueux de la peau, contenant du miel de Manuka.
- Désodorisation améliorée et ballonnement réduit avec le nouveau filtre Dual-Carb®2.
- Confort, sécurité et confiance avec un choix de tailles de poches permettant de répondre aux besoins de chacun.
- Positionnement facilité de la poche grâce à la fenêtre.
- Poches facilement remplaçables et traumatisme cutané réduit grâce au ruban easy2peel™ qui permet de fixer la poche et de la retirer aisément.
- Irritations cutanées et fuites réduites grâce au guide de coupe qui permet une fixation parfaite au niveau des stomies de tailles et de formes différentes.
- Séchage rapide et réduction de l'accumulation de transpiration grâce à son revêtement doux, confortable et résistant à l'eau.



“
Je n'ai plus aucun problème
de lésions de la peau, ce qui
est une grande amélioration
en comparaison de mon
ancienne poche.”



Poches fermées Aurum

Code du produit	Box contenance	Taille des poches	Taille de l'ouverture	Beige ou transparent
XMHCS513	30	Mini	13 mm (50 x 70 mm)	Beige
XMHCS519	30	Mini	19 mm	Beige
XMHCS522	30	Mini	22 mm	Beige
XMHCS525	30	Mini	25 mm	Beige
XMHCS529	30	Mini	29 mm	Beige
XMHCS532	30	Mini	32 mm	Beige
XMHCS535	30	Mini	35 mm	Beige
XMHCS538	30	Mini	38 mm	Beige
XMHCS544	30	Mini	44 mm	Beige
XMHCS713	30	Mini	13 mm (50 x 70 mm)	Transparent
XMHCM513	30	Midi	13 mm (60 x 80 mm)	Beige
XMHCM519	30	Midi	19 mm	Beige
XMHCM522	30	Midi	22 mm	Beige
XMHCM525	30	Midi	25 mm	Beige
XMHCM529	30	Midi	29 mm	Beige
XMHCM532	30	Midi	32 mm	Beige
XMHCM535	30	Midi	35 mm	Beige
XMHCM538	30	Midi	38 mm	Beige
XMHCM544	30	Midi	44 mm	Beige
XMHCM713	30	Midi	13 mm (60 x 80 mm)	Transparent
XMHCL513	30	Maxi	13 mm (60 x 80 mm)	Beige
XMHCL519	30	Maxi	19 mm	Beige
XMHCL522	30	Maxi	22 mm	Beige
XMHCL525	30	Maxi	25 mm	Beige
XMHCL529	30	Maxi	29 mm	Beige
XMHCL532	30	Maxi	32 mm	Beige
XMHCL535	30	Maxi	35 mm	Beige
XMHCL538	30	Maxi	38 mm	Beige
XMHCL544	30	Maxi	44 mm	Beige
XMHCL713	30	Maxi	13 mm (60 x 80 mm)	Transparent

Capuchon de stomie

Welland Medical a le plaisir de présenter un capuchon de stomie, qui fait partie intégrante de la gamme de produits Aurum™.

Il est une solution idéale pour les personnes qui pratiquent l'irrigation ou pour les personnes qui ont des selles régulières et prévisibles.

L'utilisation d'un capuchon de stomie vous offre la liberté d'être actif et offre une discrétion absolue. Le capuchon de stomie est idéal pour les personnes qui pratiquent une irrigation pour gérer leur colostomie ou pour ceux qui font des selles de façon régulière et prévisible et lorsque la stomie n'est pas active. Le capuchon de stomie peut également se porter pour une courte durée, par exemple, lorsqu'on s'adonne aux activités aquatiques et sportives ou pendant les moments intimes pour une discrétion accrue sans compromettre la sécurité.

Le capuchon de stomie de Welland est équipé d'un filtre Dual-Carb® 2 d'une formule carbone améliorée permettant d'accroître la désodorisation et de réduire le ballonnement, en plus d'un cache arrière résistant à l'eau pour un confort optimal.



Capuchon de stomie Aurum : Principaux avantages

- Hydrocolloïde Hyperflex® respectueux de la peau contenant du miel de Manuka.
- Meilleure désodorisation et réduction des ballonnements avec le filtre Dual-Carb®2.
- Irritations cutanées et fuites réduites grâce au guide de coupe qui permet une fixation parfaite au niveau des stomies de tailles et de formes différentes.
- Séchage rapide et réduction de l'accumulation de sueur grâce à son revêtement doux, confortable et résistant à l'eau.
- La grandeur et la discrétion du capuchon de stomie permettent toutes activités quotidiennes.

“
Sa forme épouse celle
du corps, ce qui le rend
pratiquement indétectable
sous les vêtements ”



Capuchon de stomie **Aurum**

Code du produit	Box contenance	Taille de la poche	Taille de l'ouverture	Beige ou transparent
XMHSS513	30	Mini	13 mm (40 x 50 mm)	Beige

Iléostomie

La nouvelle gamme de poches vidables Aurum™ est disponible en tailles mini, midi et maxi. L'introduction d'une fenêtre sur les poches beiges facilite le positionnement de celles-ci. Le filtre Dual-Carb I est conçu spécialement pour les patients iléostomisés.

Le nouveau filtre Dual-Carb®i (iléostomie) est constitué d'une structure carbone nouvelle offrant une grande surface pour le carbone, ce qui permet à l'air de passer librement tout en dissipant les odeurs.

Une caractéristique importante de ce filtre est la membrane PTFE résistante aux liquides et aux substances grasses, ce qui vous expose à moins de fuites.



Iléostomie Aurum : Principaux avantages

- Hydrocolloïde Hyperflex® respectueux de la peau contenant du miel de Manuka.
- Désodorisation améliorée et fuites réduites grâce au nouveau filtre Dual-Carb®i.
- Confort, sécurité et confiance avec un choix de tailles de poches permettant de répondre aux besoins de chacun.
- Positionnement facilité grâce à la fenêtre pour les poches beiges.
- Poches facilement remplaçables et traumatisme cutané réduit grâce au ruban easy2peel™ qui permet de fixer la poche et de la retirer aisément.
- Irritations cutanées et fuites réduites grâce au guide de coupe qui permet une fixation parfaite au niveau des stomies de tailles et de formes différentes.
- Poche facile à utiliser et vider grâce au nouveau système de fermeture intégrale de Welland.
- Séchage rapide et réduction de l'accumulation de sueur grâce à son revêtement doux, confortable et résistant à l'eau.

“
La languette et l'ouverture
sont faciles à utiliser et la
poche se vide rapidement”



Poches vidables Aurum

Code du produit	Box contenance	Taille de la poche	Taille de l'ouverture	Beige ou transparent
XMHDS513	30	Mini	13 mm (50 x 70 mm)	Beige
XMHDS519	30	Mini	19 mm	Beige
XMHDS522	30	Mini	22 mm	Beige
XMHDS525	30	Mini	25 mm	Beige
XMHDS529	30	Mini	29 mm	Beige
XMHDS532	30	Mini	32 mm	Beige
XMHDS535	30	Mini	35 mm	Beige
XMHDS538	30	Mini	38 mm	Beige
XMHDS544	30	Mini	44 mm	Beige
XMHDS713	30	Mini	13 mm (50 x 70 mm)	Transparent
XMHDM513	30	Midi	13 mm (60 x 80 mm)	Beige
XMHDM519	30	Midi	19 mm	Beige
XMHDM522	30	Midi	22 mm	Beige
XMHDM525	30	Midi	25 mm	Beige
XMHDM529	30	Midi	29 mm	Beige
XMHDM532	30	Midi	32 mm	Beige
XMHDM535	30	Midi	35 mm	Beige
XMHDM538	30	Midi	38 mm	Beige
XMHDM544	30	Midi	44 mm	Beige
XMHDM713	30	Midi	13 mm (60 x 80 mm)	Transparent
XMHDL513	30	Maxi	13 mm (60 x 80 mm)	Beige
XMHDL519	30	Maxi	19 mm	Beige
XMHDL522	30	Maxi	22 mm	Beige
XMHDL525	30	Maxi	25 mm	Beige
XMHDL529	30	Maxi	29 mm	Beige
XMHDL532	30	Maxi	32 mm	Beige
XMHDL535	30	Maxi	35 mm	Beige
XMHDL538	30	Maxi	38 mm	Beige
XMHDL544	30	Maxi	44 mm	Beige
XMHDL713	30	Maxi	13 mm (60 x 80 mm)	Transparent

Urostomie

Portez votre poche pour urostomie Aurum™ et vaquez en toute confiance à vos activités quotidiennes. Nous offrons des caractéristiques nouvelles et améliorées, notamment l'introduction de miel de Manuka dans notre hydrocolloïde Hyperflex® respectueux de la peau.

Elle est également équipée d'une bride de rangement du robinet qui s'isole facilement afin de réduire significativement le profil du sac.

La gamme Aurum™ pour urostomie est disponible en tailles midi ou maxi avec une fenêtre pour les poches beiges.



Urostomie Aurum : Principaux avantages

- Hydrocolloïde Hyperflex® respectueux de la peau contenant du miel de Manuka.
- Poche confortable et discrète, le robinet se range facilement sur la poche.
- Confort, sécurité et confiance avec un choix de tailles de poches permettant de répondre aux besoins de chacun.
- Positionnement aisé de la poche grâce à la fenêtre sur les poches beiges.
- Poche facilement remplaçable et traumatisme cutané réduit grâce au ruban easy2peel™ qui permet de fixer la poche et de la retirer aisément.
- Risques d'infection réduits grâce à une valve anti-reflux qui empêche le reflux des urines.
- Séchage rapide et réduction de l'accumulation de sueur grâce à son revêtement doux, confortable et résistant à l'eau.



“ Il est facilement isolable et ne colle pas des les plis de l'aine il est très agréable, simple et confortable. ”

Poches d'urostomie **Aurum**

Code du produit	Box contenance	Taille de la poche	Taille de l'ouverture	Beige ou transparent
XMHUM513	10	Midi	De 13 mm à 55 mm	Beige
XMHUM519	10	Midi	19 mm	Beige
XMHUM522	10	Midi	22 mm	Beige
XMHUM525	10	Midi	25 mm	Beige
XMHUM529	10	Midi	29 mm	Beige
XMHUM532	10	Midi	32 mm	Beige
XMHUM535	10	Midi	35 mm	Beige
XMHUM538	10	Midi	38 mm	Beige
XMHUM713	10	Midi	De 13 mm à 55 mm	Transparent
XMHUM719	10	Midi	19 mm	Transparent
XMHUM722	10	Midi	22 mm	Transparent
XMHUM725	10	Midi	25 mm	Transparent
XMHUM729	10	Midi	29 mm	Transparent
XMHUM732	10	Midi	32 mm	Transparent
XMHUM735	10	Midi	35 mm	Transparent
XMHUM738	10	Midi	38 mm	Transparent
XMHUL513	10	Maxi	De 13 mm à 55 mm	Beige
XMHUL519	10	Maxi	19 mm	Beige
XMHUL522	10	Maxi	22 mm	Beige
XMHUL525	10	Maxi	25 mm	Beige
XMHUL529	10	Maxi	29 mm	Beige
XMHUL532	10	Maxi	32 mm	Beige
XMHUL535	10	Maxi	35 mm	Beige
XMHUL538	10	Maxi	38 mm	Beige
XMHUL713	10	Maxi	De 13 mm à 55 mm	Transparent
XMHUL719	10	Maxi	19 mm	Transparent
XMHUL722	10	Maxi	22 mm	Transparent
XMHUL725	10	Maxi	25 mm	Transparent
XMHUL729	10	Maxi	29 mm	Transparent
XMHUL732	10	Maxi	32 mm	Transparent
XMHUL735	10	Maxi	35 mm	Transparent
XMHUL738	10	Maxi	38 mm	Transparent

Aurum

avec Miel de Manuka



Welland Medical Ltd., Brunel Centre, Newton Road, Crawley, West Sussex RH10 9TU Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 1293 615455 **Fax :** +44 (0) 1293 615411 **E-mail :** info@wellandmedical.com (Une société du groupe CliniMed®)

Tous les produits portant la marque ®, Welland® ainsi que le logo Welland™ sont des marques déposées de CliniMed (Holdings) Limited.

www.wellandmedical.com

