

Adapté à votre morphologie

- Surface lisse sans rebords durs et rigides susceptibles d'occasionner des lésions de la stomie
- Peut se plier pendant la pose, ce qui garantit un ajustement sûr qui suit les contours du corps
- Lorsqu'il est à température corporelle, le protecteur cutané s'adapte en douceur autour ou dans les plis cutanés, sur les tissus cicatriciels, les creux ou les renforcements réduisant ainsi la nécessité d'utiliser de la pâte ou des anneaux
- L'hydrocolloïde Hyperflex® contient du miel de manuka qui contribue à conserver une peau saine autour de la stomie
- Peut être inversé afin de s'adapter à une hernie parastomiale



Aurum Profile
avec du miel de Manuka

Aurum Profile
avec du miel de Manuka




Welland Medical Ltd., Hydehurst Lane, Crawley, West Sussex RH10 9AS Royaume-Uni
Tél: +44 (0) 1293 615455 Fax: +44 (0) 1293 615411 E-mail: info@wellandmedical.com (Une société du Groupe CliniMed)
Tous les produits indiqués par un "i", Welland" ainsi que le logo Welland logo" sont des marques déposées de CliniMed (Holdings) Limited.

www.wellandmedical.com



PID 4696

Aurum Profile
avec du miel de Manuka



Présentation de la gamme Aurum® Profile



Innovators in Stomacare

Souple et malléable,
s'adapte à toutes les morphologies.

Les personnes dont la peau est irrégulière autour de la stomie sont susceptibles de souffrir fréquemment de fuites ou de lésions de la peau située autour de la stomie lorsqu'elles utilisent un protecteur plat.

Aurum® Profile est muni d'une plaque souple et malléable qui assure une étanchéité parfaite autour de ces zones complexes, là où l'utilisation d'un protecteur plat ne convient pas. Ainsi, il est moins nécessaire de devoir utiliser de la pâte ou des anneaux; la personne porteuse d'une stomie a l'esprit tranquille, sans craindre des fuites.

Les avantages en bref...

Respectueux de la peau

- Le protecteur hydrocolloïde Hyperflex® contient du miel de manuka qui contribue à conserver une peau saine autour de la stomie.

Solution flexible

Son protecteur souple et malléable réduit le risque d'inconfort et de traumatisme cutané.

Miel de manuka

Ce type de miel de manuka actif a pour particularité d'être antibactérien, d'inhiber l'inflammation et de stimuler la croissance des cellules.

Idéal pour

- Les hernies parastomiales
- Les irrégularités péristomiales

Iléostomie Codes produit



Aurum® Profile poches vidangeables

Code produit	Nb. unit. / emb.	Taille de la plaque	Taille de la poche	Taille de l'ouverture	Beige ou transparent
XMHCDS413	10	Small	Mini	13mm – 25mm	Beige
XMHCDS613	10	Small	Mini	13mm – 25mm	Transparent
XMHCDS513	10	Small	Midi	13mm – 25mm	Beige
XMHCDS519	10	Small	Midi	19mm	Beige
XMHCDS522	10	Small	Midi	22mm	Beige
XMHCDS525	10	Small	Midi	25mm	Beige
XMHCDS713	10	Small	Midi	13mm – 25mm	Transparent
XMHCDS913	10	Small	Maxi	13mm – 25mm	Beige
XMHCDS919	10	Small	Maxi	19mm	Beige
XMHCDS922	10	Small	Maxi	22mm	Beige
XMHCDS925	10	Small	Maxi	25mm	Beige
XMHCDS313	10	Small	Maxi	13mm – 25mm	Transparent
XMHCDM413	10	Medium	Mini	13mm – 35mm	Beige
XMHCDM613	10	Medium	Mini	13mm – 35mm	Transparent
XMHCDM513	10	Medium	Midi	13mm – 35mm	Beige
XMHCDM519	10	Medium	Midi	19mm	Beige
XMHCDM522	10	Medium	Midi	22mm	Beige
XMHCDM525	10	Medium	Midi	25mm	Beige
XMHCDM529	10	Medium	Midi	29mm	Beige
XMHCDM532	10	Medium	Midi	32mm	Beige
XMHCDM535	10	Medium	Midi	35mm	Beige
XMHCDM713	10	Medium	Midi	13mm – 35mm	Transparent
XMHCDM913	10	Medium	Maxi	13mm – 35mm	Beige
XMHCDM919	10	Medium	Maxi	19mm	Beige

Code produit	Nb. unit. / emb.	Taille de la plaque	Taille de la poche	Taille de l'ouverture	Beige ou transparent
XMHCDM922	10	Medium	Maxi	22mm	Beige
XMHCDM925	10	Medium	Maxi	25mm	Beige
XMHCDM929	10	Medium	Maxi	29mm	Beige
XMHCDM932	10	Medium	Maxi	32mm	Beige
XMHCDM935	10	Medium	Maxi	35mm	Beige
XMHCDM313	10	Medium	Maxi	13mm – 35mm	Transparent
XMHCDL513	10	Large	Midi	13mm – 48mm	Beige
XMHCDL532	10	Large	Midi	32mm	Beige
XMHCDL535	10	Large	Midi	35mm	Beige
XMHCDL538	10	Large	Midi	38mm	Beige
XMHCDL544	10	Large	Midi	44mm	Beige
XMHCDL713	10	Large	Midi	13mm – 48mm	Transparent
XMHCDL913	10	Large	Maxi	13mm – 48mm	Beige
XMHCDL932	10	Large	Maxi	32mm	Beige
XMHCDL935	10	Large	Maxi	35mm	Beige
XMHCDL938	10	Large	Maxi	38mm	Beige
XMHCDL944	10	Large	Maxi	44mm	Beige
XMHCDL313	10	Large	Maxi	13mm – 48mm	Transparent
XMHCX813	10	Extra Large	Midi Plus	13mm – 60mm	Beige
XMHCX113	10	Extra Large	Midi Plus	13mm – 60mm	Transparent
XMHCX213	10	Extra Large	Maxi Plus	13mm – 60mm	Beige
XMHCX013	10	Extra Large	Maxi Plus	13mm – 60mm	Transparent

Urostomie Codes produit



Aurum® Profile poches d'urostomie

Code produit	Nb. unit. / emb.	Taille de la plaque	Taille de la poche	Taille de l'ouverture	Beige ou transparent
XMHCUS513	10	Small	Midi	13mm – 25mm	Beige
XMHCUS519	10	Small	Midi	19mm	Beige
XMHCUS522	10	Small	Midi	22mm	Beige
XMHCUS525	10	Small	Midi	25mm	Beige
XMHCUS713	10	Small	Midi	13mm – 25mm	Transparent
XMHCUS913	10	Small	Maxi	13mm – 25mm	Beige
XMHCUS919	10	Small	Maxi	19mm	Beige
XMHCUS922	10	Small	Maxi	22mm	Beige
XMHCUS925	10	Small	Maxi	25mm	Beige
XMHCUS313	10	Small	Maxi	13mm – 25mm	Transparent
XMHCUM513	10	Medium	Midi	13mm – 35mm	Beige
XMHCUM519	10	Medium	Midi	19mm	Beige
XMHCUM522	10	Medium	Midi	22mm	Beige
XMHCUM525	10	Medium	Midi	25mm	Beige
XMHCUM529	10	Medium	Midi	29mm	Beige
XMHCUM532	10	Medium	Midi	32mm	Beige
XMHCUM535	10	Medium	Midi	35mm	Beige
XMHCUM713	10	Medium	Midi	13mm – 35mm	Transparent
XMHCUM913	10	Medium	Maxi	13mm – 35mm	Beige
XMHCUM919	10	Medium	Maxi	19mm	Beige

Code produit	Nb. unit. / emb.	Taille de la plaque	Taille de la poche	Taille de l'ouverture	Beige ou transparent
XMHCUM922	10	Medium	Maxi	22mm	Beige
XMHCUM925	10	Medium	Maxi	25mm	Beige
XMHCUM929	10	Medium	Maxi	29mm	Beige
XMHCUM932	10	Medium	Maxi	32mm	Beige
XMHCUM935	10	Medium	Maxi	35mm	Beige
XMHCUM313	10	Medium	Maxi	13mm – 35mm	Transparent
XMHCUL513	10	Large	Midi	13mm – 48mm	Beige
XMHCUL532	10	Large	Midi	32mm	Beige
XMHCUL535	10	Large	Midi	35mm	Beige
XMHCUL538	10	Large	Midi	38mm	Beige
XMHCUL544	10	Large	Midi	44mm	Beige
XMHCUL713	10	Large	Midi	13mm – 48mm	Transparent
XMHCUL913	10	Large	Maxi	13mm – 48mm	Beige
XMHCUL932	10	Large	Maxi	32mm	Beige
XMHCUL935	10	Large	Maxi	35mm	Beige
XMHCUL938	10	Large	Maxi	38mm	Beige
XMHCUL313	10	Large	Maxi	13mm – 48mm	Transparent

Le
protecteur
flexible

Le
protecteur
flexible



La forme et la taille d'une hernie peuvent être très variables, il peut s'avérer difficile d'obtenir une étanchéité correcte entre la peau d'une part et la poche et le protecteur d'autre part, ce qui peut occasionner des fuites.

Le protecteur Aurum® Profile a été spécialement conçu dans le but de convenir à tous les types d'irrégularités cutanées autour de la stomie et il peut être inversé afin de s'adapter à une hernie parastomiale.



Aurum Profile
avec du miel de Manuka



Colostomie

La gamme de poches fermées Aurum® Profile est disponible en taille mini, midi, midi plus, maxi et maxi plus afin de répondre à chaque besoin individuel. Le protecteur est souple et malléable, assurant ainsi une étanchéité parfaite autour de ces zones complexes.



Caractéristiques et avantages

- L'hydrocolloïde Hyperflex® au miel de manuka contribue à conserver une peau saine
- Le filtre Dual-Carb® 2 est découpé au laser afin d'obtenir un ajustement précis de manière optimale, pour garantir moins de ballonnements et une gestion plus efficace des gaz et des odeurs
- Des boucles de ceinture intégrées – pour ceux qui ont besoin d'une sécurité supplémentaire
- Languette easy2peel™ – permet d'enlever en douceur le protecteur, pour limiter les traumatismes cutanés
- Revêtement ultra doux et hydrofuge – un confort exceptionnel, même en cas de port prolongé
- Fenêtre à l'arrière – un positionnement de la poche et un contrôle du contenu plus faciles
- Guide de coupe – permet une fixation parfaite au niveau des stomies de tailles et de formes différentes, réduit l'irritation de la peau et évite les fuites
- Disponible en taille mini, midi, midi plus, maxi et maxi plus afin de répondre à chaque besoin



Le
protecteur
flexible

Recommandé pour

- Les hernies parastomiales
- Les renforcements irréguliers de la peau, les creux ou les tissus cicatriciels entourant la stomie, ou les stomies positionnées au niveau d'un froncement ou d'un repli de peau
- Les personnes porteuses d'une stomie, dont l'habileté est diminuée et qui ont de la peine à utiliser des anneaux ou de la pâte.



Un choix plus large

Un protecteur ultra-large pouvant s'ouvrir sur 60mm maximum pour les poches midi plus et maxi plus.



Aurum Profile
avec du miel de Manuka




Iléostomie

La gamme de poches vidangeables Aurum® Profile est disponible en taille mini, midi, midi plus, maxi et maxi plus afin de répondre à chaque besoin individuel. Le protecteur est souple et malléable, assurant ainsi une étanchéité parfaite autour de ces zones complexes.



Caractéristiques et avantages

- L'hydrocolloïde Hyperflex® au miel de manuka contribue à conserver une peau saine
- Un système de fermeture intégrale pour faciliter la vidange et le nettoyage
- Le filtre Dual-Carb® i – imperméable, réduisant le risque de fuite
- Des boucles de ceinture intégrées – pour ceux qui ont besoin d'une sécurité supplémentaire
- Languette easy2peel™ – permet d'enlever en douceur le protecteur, pour limiter les traumatismes cutanés
- Revêtement ultra doux et hydrofuge – un confort exceptionnel, même en cas de port prolongé
- Fenêtre à l'arrière – un positionnement de la poche et un contrôle du contenu plus faciles
- Guide de coupe – permet une fixation parfaite au niveau des stomies de tailles et de formes différentes, réduit l'irritation de la peau et évite les fuites
- Disponible en taille mini, midi, midi plus, maxi et maxi plus afin de répondre à chaque besoin individuel



Le
protecteur
flexible

Recommandé pour

- Les hernies parastomiales
- Les renforcements irréguliers de la peau, les creux ou les tissus cicatriciels entourant la stomie, ou les stomies positionnées au niveau d'un froncement ou d'un repli de peau
- Les personnes porteuses d'une stomie, dont l'habileté est diminuée et qui ont de la peine à utiliser des anneaux ou de la pâte.



Un choix plus large

Un protecteur ultra-large pouvant s'ouvrir sur 60mm maximum pour les poches midi plus et maxi plus.



Urostomie

La gamme de poches pour urostomie Aurum® Profile est disponible en taille midi et maxi afin de répondre à chaque besoin individuel. Le protecteur est souple et malléable, assurant ainsi une étanchéité parfaite autour de ces zones complexes.



Caractéristiques et avantages

- L'hydrocolloïde Hyperflex® au miel de manuka contribue à conserver une peau saine
- Risque d'infection réduit car la valve anti-reflux empêche l'urine de refluer
- Un meilleur confort grâce au robinet extrêmement doux et souple
- On contrôle le débit tout simplement en appuyant légèrement sur la sortie
- Une taille de poche réduite grâce à la bride permettant de rabattre le robinet sur la poche
- Des boucles de ceinture intégrées – pour ceux qui ont besoin d'une sécurité supplémentaire
- Languelette easy2peel™ – permet d'enlever en douceur le protecteur, pour limiter les traumatismes cutanés
- Revêtement ultra doux et hydrofuge – un confort exceptionnel, même en cas de port prolongé
- Fenêtre à l'arrière – un positionnement de la poche et un contrôle du contenu plus faciles
- Guide de coupe – permet une fixation parfaite au niveau des stomies de tailles et de formes différentes, réduit l'irritation de la peau et évite les fuites
- Disponible en taille midi et maxi afin de répondre à chaque besoin individuel



Le
protecteur
flexible

“ Bien que j'aie une
hernie, le protecteur
épouse ma peau.”

M. L H, Pays-Bas



Pour un sommeil serein

Aurum® Profile urostomie est compatible avec le
sac de drainage nocturne muni d'Easiflo™.

Easiflo™ garantit un débit constant dans le sac de
drainage nocturne, même si le sac d'urostomie
est plié ou tordu pendant la nuit.



Aurum Profile
avec du miel de Manuka



Colostomie Codes produit



Aurum® Profile poches fermées

Code produit	Nb. unit. / emb.	Taille de la plaque	Taille de la poche	Taille de l'ouverture	Beige ou transparent
XMHCCS413	10	Small	Mini	13mm – 25mm	Beige
XMHCCS613	10	Small	Mini	13mm – 25mm	Transparent
XMHCCS513	10	Small	Midi	13mm – 25mm	Beige
XMHCCS519	10	Small	Midi	19mm	Beige
XMHCCS522	10	Small	Midi	22mm	Beige
XMHCCS525	10	Small	Midi	25mm	Beige
XMHCCS713	10	Small	Midi	13mm – 25mm	Transparent
XMHCCS913	10	Small	Maxi	13mm – 25mm	Beige
XMHCCS919	10	Small	Maxi	19mm	Beige
XMHCCS922	10	Small	Maxi	22mm	Beige
XMHCCS925	10	Small	Maxi	25mm	Beige
XMHCCS313	10	Small	Maxi	13mm – 25mm	Transparent
XMHCCM413	10	Medium	Mini	13mm – 35mm	Beige
XMHCCM613	10	Medium	Mini	13mm – 35mm	Transparent
XMHCCM513	10	Medium	Midi	13mm – 35mm	Beige
XMHCCM519	10	Medium	Midi	19mm	Beige
XMHCCM522	10	Medium	Midi	22mm	Beige
XMHCCM525	10	Medium	Midi	25mm	Beige
XMHCCM529	10	Medium	Midi	29mm	Beige
XMHCCM532	10	Medium	Midi	32mm	Beige
XMHCCM535	10	Medium	Midi	35mm	Beige
XMHCCM713	10	Medium	Midi	13mm – 35mm	Transparent
XMHCCM913	10	Medium	Maxi	13mm – 35mm	Beige
XMHCCM919	10	Medium	Maxi	19mm	Beige

Code produit	Nb. unit. / emb.	Taille de la plaque	Taille de la poche	Taille de l'ouverture	Beige ou transparent
XMHCCM922	10	Medium	Maxi	22mm	Beige
XMHCCM925	10	Medium	Maxi	25mm	Beige
XMHCCM929	10	Medium	Maxi	29mm	Beige
XMHCCM932	10	Medium	Maxi	32mm	Beige
XMHCCM935	10	Medium	Maxi	35mm	Beige
XMHCCM313	10	Medium	Maxi	13mm – 35mm	Transparent
XMHCCL513	10	Large	Midi	13mm – 48mm	Beige
XMHCCL532	10	Large	Midi	32mm	Beige
XMHCCL535	10	Large	Midi	35mm	Beige
XMHCCL538	10	Large	Midi	38mm	Beige
XMHCCL544	10	Large	Midi	44mm	Beige
XMHCCL713	10	Large	Midi	13mm – 48mm	Transparent
XMHCCL913	10	Large	Maxi	13mm – 48mm	Beige
XMHCCL932	10	Large	Maxi	32mm	Beige
XMHCCL935	10	Large	Maxi	35mm	Beige
XMHCCL938	10	Large	Maxi	38mm	Beige
XMHCCL944	10	Large	Maxi	44mm	Beige
XMHCCL313	10	Large	Maxi	13mm – 48mm	Transparent
XMHCX813	10	Extra Large	Midi Plus	13mm – 60mm	Beige
XMHCX113	10	Extra Large	Midi Plus	13mm – 60mm	Transparent
XMHCX213	10	Extra Large	Maxi Plus	13mm – 60mm	Beige
XMHCX013	10	Extra Large	Maxi Plus	13mm – 60mm	Transparent